

Verifica formazione su dispositivi per Ossigenoterapia

Data:	Operatore:
-------	------------

Dati Anagrafici Assistito	
Nome:	Cognome:
Formazione impartita a:	Relazione con paziente (parente, care giver...):

Funzionamento dispositivo ossigenoterapia	Il funzionamento dell'apparecchiatura è stato dimostrato, spiegato e testato.	<input type="checkbox"/>
Funzionamento e riempimento unità portatile	Il funzionamento ed il processo di riempimento dell'apparecchiatura sono stati dimostrati, spiegati e testati.	<input type="checkbox"/>
Applicazione/utilizzo	E' stato spiegato che la durata giornaliera di utilizzo e il dosaggio devono corrispondere alla prescrizione del Suo medico curante.	<input type="checkbox"/>
Istruzioni di sicurezza	E' stato spiegato che: <ul style="list-style-type: none"> • è severamente vietato fumare e utilizzare le apparecchiature in presenza di fiamme libere. Anche l'utilizzo di caloriferi e riscaldamenti deve essere evitato (spazio minimo tra apparecchiatura e paziente: 3 m); • olii, creme o lozioni sono infiammabili e devono essere tenuti lontani dalle apparecchiature e dagli accessori; • si deve evitare l'aumento di ossigenazione nelle stanze e sui vestiti; • si deve evitare il contatto con l'ossigeno liquido, può provocare ustioni. 	<input type="checkbox"/>
In caso di incendio	E' stato spiegato che non si devono utilizzare o toccare in nessun caso le apparecchiature. Allontanarsi e chiamare i Vigili del Fuoco precisando l'impiego di ossigeno liquido.	<input type="checkbox"/>
In caso di perdita significativa di ossigeno liquido	Aprire le porte e le finestre per garantire un'adeguata ventilazione. Contattare immediatamente il Customer Service attivo 24/24	<input type="checkbox"/>
Informazione sulla posizione delle apparecchiature	La distanza dalle altre apparecchiature elettriche deve essere di 1,5 m. Non coprire l'apparecchiatura.	<input type="checkbox"/>
Vivitravel	In caso di necessità del servizio in luogo diverso rispetto al proprio domicilio (es. villeggiatura o altra città) è necessario avvisare il numero verde almeno: 7 giorni prima della partenza in caso di destinazione italiana. 21 giorni prima della partenza in caso di destinazione fuori dall'Italia. fornendo i dati necessari per il recapito al fine di valutare la fattibilità In mancanza di tale preavviso la società non può assicurare la fornitura dell'ossigeno.	<input type="checkbox"/>
Customer Service 24/24	800.832.004 (per qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntive)	<input type="checkbox"/>

Dichiaro che quanto sopra mi è stato spiegato ed è stato da me compreso.

In fede

Firma dell'assistito o Persona Terza

Firma dell'operatore Vivisol

Verifica formazione su dispositivi per Ossigenoterapia

Data:	Operatore:
-------	------------

Dati Anagrafici Assistito	
Nome:	Cognome:
Formazione impartita a:	Relazione con paziente (parente, care giver...):

Funzionamento dispositivo ossigenoterapia	Il funzionamento dell'apparecchiatura è stato dimostrato, spiegato e testato.	<input type="checkbox"/>
Funzionamento e riempimento unità portatile	Il funzionamento ed il processo di riempimento dell'apparecchiatura sono stati dimostrati, spiegati e testati.	<input type="checkbox"/>
Applicazione/utilizzo	E' stato spiegato che la durata giornaliera di utilizzo e il dosaggio devono corrispondere alla prescrizione del Suo medico curante.	<input type="checkbox"/>
Istruzioni di sicurezza	E' stato spiegato che: <ul style="list-style-type: none"> • è severamente vietato fumare e utilizzare le apparecchiature in presenza di fiamme libere. Anche l'utilizzo di caloriferi e riscaldamenti deve essere evitato (spazio minimo tra apparecchiatura e paziente: 3 m); • olii, creme o lozioni sono infiammabili e devono essere tenuti lontani dalle apparecchiature e dagli accessori; • si deve evitare l'aumento di ossigenazione nelle stanze e sui vestiti; • si deve evitare il contatto con l'ossigeno liquido, può provocare ustioni. 	<input type="checkbox"/>
In caso di incendio	E' stato spiegato che non si devono utilizzare o toccare in nessun caso le apparecchiature. Allontanarsi e chiamare i Vigili del Fuoco precisando l'impiego di ossigeno liquido.	<input type="checkbox"/>
In caso di perdita significativa di ossigeno liquido	Aprire le porte e le finestre per garantire un'adeguata ventilazione. Contattare immediatamente il Customer Service attivo 24/24	<input type="checkbox"/>
Informazione sulla posizione delle apparecchiature	La distanza dalle altre apparecchiature elettriche deve essere di 1,5 m. Non coprire l'apparecchiatura.	<input type="checkbox"/>
Vivitravel	In caso di necessità del servizio in luogo diverso rispetto al proprio domicilio (es. villeggiatura o altra città) è necessario avvisare il numero verde almeno: <ul style="list-style-type: none"> 7 giorni prima della partenza in caso di destinazione italiana. 21 giorni prima della partenza in caso di destinazione fuori dall'Italia. fornendo i dati necessari per il recapito al fine di valutare la fattibilità In mancanza di tale preavviso la società non può assicurare la fornitura dell'ossigeno.	<input type="checkbox"/>
Customer Service 24/24	800.832.004 (per qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntive)	<input type="checkbox"/>

Dichiaro che quanto sopra mi è stato spiegato ed è stato da me compreso.

In fede

Firma dell'assistito o Persona Terza

Firma dell'operatore Vivisol