

Informazioni generali per la sicurezza del paziente

Gentile Assistito, Gentile Assistita,

torniamo ancora una volta a ricordarLe alcune importanti informazioni per il corretto utilizzo dei dispositivi per ossigenoterapia che Le abbiamo fornito, affinché possa trarre il massimo giovamento della terapia in condizioni di assoluta sicurezza.

Le ricordiamo che le indicazioni sotto elencate hanno validità per tutti i locali dove sono presenti apparecchiature per l'ossigenoterapia.

- **Informazioni valide per unità base, unità portatili, bombole e concentratori:**



Leggere sempre le istruzioni e attenersi a quanto riportato sul manuale.



Usare in uno spazio ben areato.



E' assolutamente VIETATO FUMARE nei locali ove siano presenti apparecchiature per ossigenoterapia.



E' severamente vietata l'accensione di fuochi e l'utilizzo di fiamme libere.



NON utilizzare olii, grassi, alcool o creme/lozioni che li contengono: sono facilmente infiammabili.



Evitare ogni contatto con radiatori e/o fonti di calore.



Non coprire con panni o stracci, rischio di sovraossigenazione e/o surriscaldamento apparecchiatura.



Non manomettere il dispositivo medico.



Conservare ed usare il dispositivo in posizione verticale e sicura.



Eseguire sempre la terapia in accordo con la prescrizione medica.



Rispettare sempre la configurazione delle connessioni impostata dal tecnico.

- **Informazioni valide per unità base e unità portatili:**

E' assolutamente vietato utilizzare l'unità portatile collegata all'unità base.

L'unità portatile deve essere utilizzata solo quando si decide di spostarsi al di fuori del locale in cui è situata l'unità base. Una volta terminato l'utilizzo deve essere riposta in posizione verticale, su una superficie piana e pulita e mai, per nessuna ragione, collegata all'unità base.

L'unità portatile può essere collegata all'unità base solo quando si è deciso di effettuare l'operazione di riempimento.



NON toccare mai e per nessuna ragione le parti ghiacciate del contenitore.

- **Informazioni valide per unità base, unità portatili e bombole:**



Non conservare o usare vicino a prese elettriche o dispositivi elettrici

Le ricordiamo che potrà trovare la descrizione completa delle modalità di utilizzo del suo dispositivo nell'apposito libretto d'istruzione a Lei consegnato in fase di attivazione.



Per qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntiva circa il normale funzionamento delle apparecchiature rivolgersi al personale VIVISOL telefonando al **Numero Verde 800. 832. 004.**

VIVISOL rimane a Sua completa disposizione e coglie l'occasione per porgerLe cordiali saluti.